

官方網站



屏北區LINE@



屏中區LINE@



屏北區

屏東市建豐路180巷35號1樓
(屏東縣身心障礙福利服務中心)
TEL:08-7365455
FAX:08-7364931

屏中區

屏東縣潮州鎮光春路292號
(潮好玩幸福村)
TEL:08-7899599
FAX:08-7893525

屏南區

屏東縣恆春鎮文化路33號2樓
(恆春社福館)
TEL:08-8883741



屏東縣輔具資源中心

Pingtung County Assistive Devices Resource Center



詳細操作說明



沐浴椅

衛教單

星期一至星期五

08:00~12:00|13:00~17:00

每月第二、四周 星期六

08:00~12:00

款式介紹：



可掀扶手款



無扶手款

可掀扶手款（建議優先選用）

- 扶手可協助起身與坐下，增加穩定性，預防滑落。
- 可上掀設計有助轉位，方便從輪椅或床邊移動，更安全。

無扶手款

- 方便進出，但缺乏支撐，較不適合長輩使用。
- 建議給動作靈活或短期使用者。

款式選擇建議

可掀扶手款 ▶ 固定扶手款 ▶ 無扶手款
若有轉位需求或需穩定支撐者，建議選擇「可掀扶手款」較為安全

使用方式

1. 確認椅面高度：坐著時
髖關節比膝關節高一點比較好起身



2. 使用彈珠調整高度：



按住彈珠，上下滑動椅腳，即可調整高度。

⚠ 調整後請確認彈珠確實卡入洞內，避免使用時鬆脫。

3. 調整後測試：

左右輕搖椅子，確認四腳是否平穩、高度一致，才不易晃動或傾倒。



其他建議

材質建議：

- 鋁合金：輕巧好搬，適合一般體重或短期使用者。
- 不鏽鋼：較重穩固，適合體重較重或長期使用者。

結構建議：

- 可收折：好收納、方便旅行，剛性較弱。
- 不可收折：結構穩、支撐力佳，適合長期居家使用。