

官方網站



屏北區LINE@



屏中區LINE@



屏北區

屏東市建豐路180巷35號1樓
(屏東縣身心障礙福利服務中心)
TEL:08-7365455
FAX:08-7364931

屏中區

屏東縣潮州鎮光春路292號
(潮好玩幸福村)
TEL:08-7899599
FAX:08-7893525

屏南區

屏東縣恆春鎮文化路33號2樓
(恆春社福館)
TEL:08-8883741



屏東縣輔具資源中心

Pingtung County Assistive Devices Resource Center



詳細操作說明



輕量化輪椅

衛教單

屏東縣政府廣告

星期一至星期五

08:00~12:00|13:00~17:00

每月第二、四周 星期六

08:00~12:00

適用對象：

- 需要將輪椅收摺後放入汽車後車廂，例如經常外出、空間受限者
- 需要輪椅協助行動，但無法長時間自行推行，通常由他人協助推動
- 含年長者或其他行動不便者，例如可自行坐穩、短距離可行走，但因體力有限無法長距離步行的個案
- 手術後或慢性病恢復期個案體力尚未恢復者、需間歇性休息

提醒：部分輕量化輪椅無折背功能，請依實際款式確認

操作教學

1. 骨盆帶：外出時，確保骨盆帶緊扣骨盆兩側，避免滑落，提升安全性



2. 輪椅煞車：起身或坐下前，務必確認輪椅已上鎖，保障安全



視輪椅樣式往下壓
或往上拉煞車桿

3. 輪椅腿靠長度：大腿輕觸坐墊，膝蓋略低於臀部，支撐更舒適

TIPS:

- 孔洞越高，踏板越短，大腿遠離坐面
- 孔洞越低，踏板越長，大腿靠近坐面



孔洞（彈珠）結構

4. 可折背開關：椅背可縮減約一半，方便收納或放入後車廂

按壓折背開關

完成後折疊狀態



折背開關